

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36578

Número de artículo: CM0027633



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana RPL4 (uL4), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de proteínas ribosómicas en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | RPL4 Conejo pAb                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias           | L4; uL4; RPL4                                                                                                                               |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)               | 6124                                                                                                                                        |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la proteína humana RPL4 (NP_000959.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                    |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                         |
| SWISS                         | P36578                                                                                                                                      |
| Peso Molecular de la Proteína | 48kDa                                                                                                                                       |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                              |