


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpl7A Para Wb, Elisa - P62424

Número de artículo: CM0002991



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RPL7A humana (eL8, SURF3), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de proteínas ribosómicas en el citoplasma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL7A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; polipéptido PLA-X; RPL7A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de RPL7A humana (P62424).
Fuente	Crajo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62424
Peso Proteico	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo