


Anticuerpo Policlonico Anti-Rps10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46783

Número de artículo: CM0029290



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-RPS10 detecta la proteína ribosomal 40S S10, un componente de la subunidad pequeña. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de ribosomas y anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS10 Rabbit pAb
Notas/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6204
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de RPS10 humana (NP_001190174.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46783
Peso de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo