


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps17 Para Wb, Elisa - P08708

Número de artículo: CM0024343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RPS17 para WB y ELISA, validado en humano, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Reconoce la proteína ribosomal 40S S17, un componente de la subunidad ribosomal pequeña con roles en la biogénesis del ribosoma y la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPS17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Especie	Humano
GeneID (humano)	6218
GeneID	6218
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del RPS17 humano (NP_001012.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08708
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo