

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Rps19 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P39019

Número de artículo: CM0011809



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra RPS19 humano (proteína ribosomal S19 40S). Validado para WB, IP, IF, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la biogénesis de ribosomas y la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RPS19 Rabbit mAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID              | 6223                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 66-145 del RPS19 humano (P39019). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P39019                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 16kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |