

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rrbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

Número de artículo: CM0013599

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RRBP1 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. La proteína 1 de unión a ribosomas media la interacción entre los ribosomas y la membrana del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RRBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RRp; hES; p180; ES130; ES/130; RRBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6238
GeneID	6238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de RRBP1 humano (NP_004578.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P2E9
Peso molecular de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo