

Anticuerpo Monoclonal Anti Anti Rrm1 Para Wb, Elisa - P23921

Número de artículo: CM0008661



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra RRM1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Esta subunidad grande de ribonucleótido reductasa de 90kDa es esencial para la síntesis de ADN, lo que hace que el anticuerpo sea ideal para la investigación en oncología y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	R1, RR1, RIR1, RRM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6240
GeneID	6240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 691-792 de RRM1 humano (P23921)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23921
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo