

Anticuerpo Policlonal Anti-Rtkin / Rhotekin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bst9

Número de artículo: CM0027237

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RTKN (Rhotekin) humano, validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la señalización Rho, la activación de NF-kappa-B y la tumorigénesis gástrica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RTKN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RTKN; rhotekin
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6242
GenelD	6242
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-513 de RTKN humano (NP_001015056.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BST9
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo