

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rtn4Rl1 Para Wb, Elisa - Q86Un2

Número de artículo: CM0017668

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RTN4RL1 humano (NgR3, NGRH2). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regeneración axonal, la inhibición del crecimiento de neuritas y las vías de neuroprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RTN4RL1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
Especie	Humano
ID del gen	146760 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-420 de RTN4RL1 humano (NP_848663.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q86UN2
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo