

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rufy1 Para Wb Y Elisa - Q96T51

Número de artículo: CM0026681



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RUFY1 humano, apto para Western blotting y ELISA. Detecta RUFY1 de ratón y rata, un regulador clave de la clasificación de carga endosomal y la recuperación hacia la red trans-Golgi. Ideal para investigación en tráfico celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RUFY1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
Especie	Humano
GeneID (humano)	80230
GeneID	80230
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 439-708 de RUFY1 humano (NP_079434.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96T51
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo