

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Runx2 Para Wb, Ip, Elisa - Q13950

Número de artículo: CM0002818



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RUNX2 humana, validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para estudiar la diferenciación de osteoblastos y la morfogénesis esquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RUNX2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	860
GeneID	860
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13950
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo