

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Runx3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13761

Número de artículo: CM0028543



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RUNX3 humano (AML2/CBFA3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en regulación transcripcional, cáncer y desarrollo de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RUNX3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	864
GeneID	864
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 286-415 de RUNX3 humano (NP_004341.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13761
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo