


Anticuerpo Monoclonal Anti-S100A6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06703

Número de artículo: CM0008293



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra S100A6 humana (caliclina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata, permitiendo la investigación de señalización de calcio y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100A6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Especie	Humano
GeneID	6277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de S100A6 humana (P06703)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06703
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo