


Anticuerpo Policlonal Anti-S100A6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06703

Número de artículo: CM0024253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A6 humano (Calcyclina) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de calcio y cáncer. Ideal para el abastecimiento de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo S100A6
Observaciones/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Especie	Humano
GeneID (humano)	6277
GeneID	6277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de S100A6 humano (NP_055439.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06703
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo