


Anticuerpo Policlonal Anti-S100P Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25815

Número de artículo: CM0018422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100P humano (MIG9), validado para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Excelente para estudios de señalización por calcio, biogénesis de microvellosidades y adenocarcinoma ductal pancreático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100P Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIG9; S100P
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6286
GeneID	6286
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P25815
Peso de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo