


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S1Pr5 Para Wb, Elisa - Q9H228

Número de artículo: CM0018987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo S1PR5 para WB y ELISA. Dirigido al receptor de esfingosina 1-fosfato 5 humano (EDG8), un GPCR involucrado en diversos procesos fisiológicos. Para estudios de neurociencia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Policlonal de Conejo S1PR5
Observaciones/Alias	EDG8; S1P5; Edg-8; SPPR-1; SPPR-2; S1PR5
Especie	Humano
ID del Gen	53637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-398 del S1PR5 humano (NP_110387.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H228
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo