


Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína N Sars-Cov-2 Para Wb, Elisa - P59595

Número de artículo: CM0003192



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Proteína N (Nucleoproteína) del SARS-CoV-2, validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de COVID-19 y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Proteína N SARS-CoV-2, libre de BSA y glicerol
Observaciones/Alias	Nucleoproteína; NP; Proteína N SARS-CoV-2
Especie	coronavirus
ID de Gen (humano)	2019-nCoV
ID de Gen	43740575
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante de longitud completa de la Nucleoproteína SARS-CoV-2 (P59595)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso Proteico	46kDa
Envío	Hielo seco