


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsp4 Del Sars-Cov-2 Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0022837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NSP4 del SARS-CoV-2 adecuado para WB, IP, ELISA. Se dirige a una proteína replicasa viral clave involucrada en la formación de vesículas de doble membrana, ayudando en la investigación del SARS-CoV-2 y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-NSP4 del SARS-CoV-2
ID del Gen	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 de la NSP4 del coronavirus (YP_009725300.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo