


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nsp9 Del Sars-Cov-2 Para Wb Y Elisa - P0Dtd1

Número de artículo: CM0020091



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la NSP9 recombinante del SARS-CoV-2 (poliproteína replicasa 1ab, aminoácidos 1-113). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce la región NSP9 de la poliproteína replicasa viral (Swiss-Prot P0DTD1).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NSP9 del SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de la NSP9 del coronavirus (YP_009742616.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso de la proteína	794 kDa
Envío	Bolsa de hielo