

Anticuerpo Policlonal Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd (Ómicron) Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0020630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína Spike del SARS-CoV-2 (variante Ómicron). Adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce al SARS-CoV-2. Ideal para la investigación del COVID-19 y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SARS-COV-2 Spike RBD (Ómicron) Proteína pAb
Observaciones/Alias	glicoproteína spike
ID de gen	43740568
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-541 de la proteína Spike RBD (Ómicron) del coronavirus SARS-COV-2 (P0DTC2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo