


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Satb2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Número de artículo: CM0003124



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SATB2 de alto rendimiento validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con SATB2 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en el desarrollo neuronal y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SATB2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23314
GeneID	23314
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del SATB2 humano (Q9UPW6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo