

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Scand1 Para Wb Y Elisa - P57086

Número de artículo: CM0029478

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SCAND1 de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Para estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SCAND1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAZ1; SDP1; SCAND1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51282
ID del gen	51282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-179 de la SCAND1 humana (NP_057642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57086
Peso molecular de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo