


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sdhc Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Número de artículo: CM0007368



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SDHC humano (CYBL, SDH3), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del complejo mitocondrial II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SDHC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Especie	Humano
GeneID	6391
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SDHC humano (NP_002992.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99643
Peso Proteico	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo