


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Sec61B Para Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Número de artículo: CM0022067



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad dirigido a SEC61B humana, adecuado para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Detecta SEC61B de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la translocación de proteínas en el retículo endoplásmico y la inserción en membrana, garantizando un rendimiento fiable para tu investigación sobre transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEC61B Rabbit pAb
Notas/Alias	SEC61B; subunidad beta del translocón Sec61
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	10952
ID del gen	10952
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-96 de SEC61B humana (NP_006799.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60468
Peso molecular de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo