

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Semaforina 3A Para Wb Y Elisa - Q14563

Número de artículo: CM0006483

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Semaphorin 3A (SEMA3A) para Western blot y ELISA. Detecta la proteína humana, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante de la región C-terminal. Ideal para la investigación en neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Semaphorin 3A
Observaciones/alias	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10371
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 582-771 de la Semaphorin 3A humana (NP_006071.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q14563
Peso de la proteína	89 kDa
Envío	Bolsa de hielo