

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Semg1 Para Wb, Elisa - P04279

Número de artículo: CM0025373



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Semenogelina-1 (SEMG1) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en biología reproductiva y análisis de semen.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SEMG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SGL; SEMG; CT103; dj172H20.2; SEMG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6406
GeneID	6406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-310 de la SEMG1 humana (NP_002998.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04279
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo