

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Septina 3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uh03

Número de artículo: CM0021226



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Septina 3 (41 kDa) validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón y Rata. Dirige contra la septina-3 específica neuronal, una GTPasa citoesquelética específica del cerebro involucrada en la citocinesis. Ideal para investigación en neurobiología.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | Septina 3 Rabbit pAb                                                                                                                                              |
| Observaciones/Alíase | SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septina 3                                                                                                                                |
| Especie              | Humano                                                                                                                                                            |
| GeneID               | 55964                                                                                                                                                             |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 179-358 de la Septina 3 humana (NP_663786.2). |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                                            |
| Categoría            | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                          |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada  | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                               |
| SWISS                | Q9UH03                                                                                                                                                            |
| Peso de la proteína  | 41 kDa                                                                                                                                                            |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                                    |