

Anticuerpo Policlonal Anti-Serpina12 Para Wb, Elisa - Q8lw75

Número de artículo: CM0030720



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERPINA12 humana (Vaspin). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios sobre la acción de la insulina y el tejido adiposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERPINA12 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OL-64; SERPINA12
Especie	Humano
GeneID	145264
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-320 de la SERPINA12 humana (NP_776249.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IW75
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo