

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpina6 Para Wb, Elisa - P08185

Número de artículo: CM0028376



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SERPINA6 humano (globulina fijadora de corticosteroides/transcortina), validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar el transporte de glucocorticoides y la biología de las hormonas esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SERPINA6
Observaciones/Alias	CBG; SERPINA6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	866
ID del Gen	866
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 136-405 de SERPINA6 humano (NP_001747.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08185
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo