

Anticuerpo Policlonal Anti-Serpina9 Para Wb, Elisa - Q86Wd7

Número de artículo: CM0020747

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SERPINA9 humana (Serpina A9), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de la biología de las células B del centro germinal y la función de las serpinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SERPINA9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9
Especie	Humana
GeneID (humano)	327657
GeneID	327657
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-210 de SERPINA9 humana (NP_783866.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q86WD7
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo