


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serpine2 Para Wb, Elisa - P07093

Número de artículo: CM0027906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce el SERPINE2 humano (Nexina derivada de glía, PN-1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de inhibición de proteasas de serina y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SERPINE2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5270
GeneID	5270
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-398 del SERPINE2 humano (NP_006207.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07093
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo