


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Serping1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Número de artículo: CM0016494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SERPING1 humano (inhibidor de C1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de la vía del complemento, coagulación y sistema de cininas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SERPING1
Observaciones/Alias	C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
Especie	Humano
GeneID	710
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-500 de SERPING1 humano (NP_000053.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05155
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo