


Anticuerpo Policlonal Anti-Activador De Ser/Thr-Pp2A (Ptpa) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15257

Número de artículo: CM0022584



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PTPA/PPP2R4 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigar la regulación de PP2A, la apoptosis y los mecanismos de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Activador de Ser/thr-PP2A (PTPA) pAb de conejo
Observaciones/Alias	PP2A; PR53; PPP2R4; Activador de Ser/thr-PP2A (PTPA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	5524
GeneID	5524
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 del activador de Ser/thr-PP2A (PTPA) humano (NP_821067.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15257
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo