


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Setdb1 (Validado Por Ko) Para Wb, If-P, Elisa - Q15047

Número de artículo: CM0028862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona metiltransferasa SETDB1, validado por KO. Adecuado para WB, IF-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la represión transcripcional, la formación de heterocromatina y los mecanismos epigenéticos en cáncer y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SETDB1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9869
GeneID	9869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-397 de SETDB1 humano (NP_001230420.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15047
Peso Proteico	143kDa
Envío	Bolsa de hielo