

Anticuerpo Policlonal Anti-Sgk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Número de artículo: CM0013455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SGK1 humano (quinasa 1 regulada por suero/glucocorticoide). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación de canales iónicos y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGK1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	SGK; SGK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6446
GeneID	6446
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 172-431 de SGK1 humano (NP_005618.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O00141
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo