

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sgms1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Número de artículo: CM0021446

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SGMS1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para estudios de síntesis de esfingomielina, investigación del aparato de Golgi y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SGMS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	259230
GeneID	259230
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 de SGMS1 humana (NP_671512.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q86VZ5
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo