


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sh2D1A Para Wb, If/Icc, Elisa - O60880

Número de artículo: CM0014322



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SH2D1A validado para Western blot (WB), Inmunofluorescencia/Inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras humanas y de ratón. Dirigido a la proteína asociada a SLAM (SAP), un adaptador citoplasmático de 14 kDa. Ideal para la investigación de la señalización inmune y de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo SH2D1A
Observaciones/Alias	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTCP1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Especie	Humano
GeneID	4068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de SH2D1A humano (NP_002342.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60880
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo