


Anticuerpo Policlonal Anti-Shp2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q06124

Número de artículo: CM0016595



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-SHP2 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SHP2 humano, de ratón y de rata. Esencial para estudiar la señalización MAPK, el eje PD-1/PD-L1 y la función de la fosfatasa oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KO] SHP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-460 de SHP2 humano (NP_002825.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06124
Peso molecular de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo