


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06124

Número de artículo: CM0025317



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SHP2 humano (PTPN11), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce SHP2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de transducción de señales, cáncer y síndrome de Noonan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCD5; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5781
GeneID	5781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 514-593 del SHP2 humano (NP_002825.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Humano, Ratón, Rata	
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo