

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec-8 Para Wb, Elisa - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0013593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Siglec-8 humano, un receptor de adhesión de eosinófilos y células cebadas. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de alergias e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Siglec-8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
Especie	Humano
ID de Gen	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYZ4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo