

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec12 Para Wb, Elisa - Q96Pq1

Número de artículo: CM0029672

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIGLEC12 humano (lectina 12 tipo inmunoglobulina de unión a ácido siálico). Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante que abarca los aa 20-210. Para investigación en adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIGLEC12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Especie	Humano
GeneID (humano)	89858
GeneID	89858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-210 de SIGLEC12 humano (NP_443729.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q96PQ1
Peso proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo