

Anticuerpo Policlonal Anti-Sirt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixxj6

Número de artículo: CM0017625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SIRT2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar desacetilación, ciclo celular y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb SIRT2 Conejo
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22933
GeneID	22933
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-350 de SIRT2 humano (NP_036369.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXJ6
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo