

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx6

Número de artículo: CM0005363



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SIRT2 (desacetilasa sirtuina-2 dependiente de NAD), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta SIRT2 humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre el ciclo celular, mitosis y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SIRT2
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22933
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 281-380 de la SIRT2 humana (NP_036369.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXJ6
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo