


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sirt6 Para Wb Y Elisa - Q8N6T7

Número de artículo: CM0010072



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SIRT6 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre reparación del ADN, envejecimiento, metabolismo y cáncer. Reconoce SIRT6 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] SIRT6 Rabbit mAb
Observaciones/alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Especie	Humano
GeneID (humano)	51548
GeneID	51548
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 256-355 de SIRT6 humano (Q8N6T7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N6T7
Peso proteico	36 kDa/39 kDa
Envío	Bolsa de hielo