

Anticuerpo Policlonal Anti-Skiv2L2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Número de artículo: CM0026836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SKIV2L2 humano (MTR4/DOB1). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Investigue la helicasa de ARN de exosomas en la vigilancia y procesamiento del ARN nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKIV2L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Especie	Humano
ID de Gen	23517
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-304 del SKIV2L2 humano (NP_056175.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42285
Peso Proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo