


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc22A3/Oct3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

Número de artículo: CM0003694



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-SLC22A3/OCT3 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta el miembro 3 de la familia de transportadores de solutos 22 (O75751) humano y de ratón, un transportador clave de cationes orgánicos implicado en la captación de neurotransmisores y fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC22A3/OCT3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6581
GeneID	6581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-450 del SLC22A3/OCT3 humano (O75751)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75751
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo