


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc25A12 Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - O75746

Número de artículo: CM0002751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra SLC25A12 humano, un antiportador mitocondrial de aspartato/glutamato. Validado para WB, IF-P, IHC-P, IP y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transporte mitocondrial y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A12 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8604
ID de Gen	8604
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75746
Peso Proteico	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo