

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc25A13/Citrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Número de artículo: CM0004175



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SLC25A13/citrina humana (SWISS: Q9UJS0). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de transporte mitocondrial y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SLC25A13/Citrina
Observaciones/Alias	SLC25A13; ARALAR2; CITRINA; CTLN2; miembro 13 de la familia de transportadores de solutos 25; SLC25A13/Citrina
Especie	Humano
GeneID	10165
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SLC25A13/Citrina humana (NP_055066.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJS0
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo