


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc26A9 Para Wb, Elisa - Q7Lbe3

Número de artículo: CM0019285



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el SLC26A9 humano, un transportador de iones y canal de cloruro. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para la investigación de transporte respiratorio y epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC26A9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC26A9
Especie	Humano
GenelD (humano)	115019
GenelD	115019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-660 del SLC26A9 humano (NP_443166.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7LBE3
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo