

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc31A2 Para Wb, Elisa - O15432

Número de artículo: CM0020058

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Slc31a2 de ratón (transportador de cobre CTR2). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para la investigación del transporte de cobre. SWISS humano: O15432.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Slc31a2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTR2; Slc31a2
Especie	Ratón
GenelD (humano)	1318
GenelD	20530
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Slc31a2 de ratón (NP_001277447.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O15432
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo